

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

SORBITOL PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1061

Sinónimos: Sorbita . D-Glucitol . D-Sorbita

REV. ESP.

1.0

Fecha Revisión

11/10/2005

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_6H_{14}O_6$	50-70-4	-	182,17	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AGUA (H2O)	MAX. 1.0 %
ARSENICO (As)	MAX. 3 ppm
AZUCARES REDUCTORES	MAX. 0.3 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.1 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.01 %
AZUCARES TOTALES	MAX. 1.0 %

OBSERVACIONES