

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CETRIMIDA PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1062

Sinónimos: Bromuro de cetiltrimetilamonio

REV. ESP.

2.0

Fecha Revisión

24/10/2005

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{19}H_{42}BrN$	57-09-0	3077	364,45	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
PERDIDA POR SECADO A 105°C	MAX. 2.0 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.5 %
VALORACION	MIN. 98.0 %

OBSERVACIONES