

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AZUL DE EVANS (C.I. 23860) PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1117

Sinónimos: Azul Directo 53

REV. ESP.

1.0

Fecha Revisión

05/09/2005

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$	314-13-6	-	960,82	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	POLVO PARDO OSCURO
IDENTIFICACION	POSITIVA
PERDIDA POR SECADO A 110°C	MAX. 15.0 %
ABSORCION MAXIMA (LMX)	ENTRE 606 - 611 nm
A 1%, 1 cm, (lmx)	MIN. 700

OBSERVACIONES