

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AZUL DE TIMOL PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1142

Sinónimos: Timolsulfonftaleína

REV. ESP.

3.0

Fecha Revisión

04/12/2006

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{27}H_{30}O_5S$	76-61-9	-	466,60	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	ENSAYO
LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA	ENSAYO
INTERVALO DE TRANSICION VISUAL (ACIDO)	1.2 rosa - 2.8 amari
INTERVALO DE TRANSICION VISUAL (ALCALINO)	8.0amarillo-9.2 azul

OBSERVACIONES