

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

PLATA NITRATO MIN. 98 % PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1143

Sinónimos: -

REV. ESP.

0.0

Fecha Revisión

02/08/2013

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
AgNO ₃	7761-88-8	1493	169,87	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 98.0 %
IDENTIFICACION	ENSAYOS USP
LIMPIDEZ DE LA SOLUCION (2+20)	LIMPIDA E INCOLORA
COBRE (Cu)	ENSAYO USP
CLORURO (Cl)	MAX. 15 ppm

OBSERVACIONES