

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

MANGANESO SULFATO MONOHIDRATO PRO ANÁLISIS

CÓDIGO: 1166

Sinónimos: Manganeso (II) Sulfato Monohidrato

REV. ESP.

0.0

Fecha Revisión

31/08/2016

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	10034-96-5	3077	169,01	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.01 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.002 %
INSOLUBLE	MAX. 0.1 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.002 %
PERDIDA POR CALCINACION	MAX. 15.0 %
VALORACION	MIN. 97.5 %
SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO	ENSAYO

OBSERVACIONES