

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

BENCETONIO CLORURO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1211

Sinónimos: Di-iso-Butilfenoxietoxietildimetilbencilamonio Cloruro; Hyamina 1622

REV. ESP.

0.0

Fecha Revisión

24/10/2022

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
C27H42ClNO2	121-54-0	3077	448,18	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	POLVO CRISTALINO BLANQUECINO
PERDIDA POR SECADO A 105°C /4 Hs	MAX. 5.0 %
SOLUBILIDAD	CONFORME
VALORACION	MIN. 97 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.2 %
pH	5 - 7

OBSERVACIONES