

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ETILO ACETATO PURO

CÓDIGO: 1242

Sinónimos: Eter Acético - Acetoxietano

REV. ESP.

0.0

Fecha Revisión

09/10/2025

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	141-78-6	1173	88,10	0,90

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	LIQUIDO LIMPIDO
COLOR (APHA)	MAX. 10
OLOR	CARACTERISTICO
VALORACION (CG)	MIN. 98.0%

OBSERVACIONES