

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO CIANURO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 821

Sinónimos: -

REV. ESP.

2.0

Fecha Revisión

03/05/2017

Fecha Impresión

31-10-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KCN	151-50-8	1680	65,12	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.5 %
FOSFATO (PO ₄)	MAX. 0.005 %
HIERRO TOTAL (Fe)	MAX. 0.03 %
PLOMO (Pb)	MAX. 0.0002 %
SODIO (Na)	MAX. 0.5 %
SULFATO (SO ₄)	MAX. 0.04 %
SULFURO (S)	MAX. 0.003 %
TIOCIANATO (SCN)	MAX. 0.02 %
VALORACION	MIN. 96.0 %

OBSERVACIONES