CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CLOROFORMO REACTIVO QUÍMICO

CÓDIGO: 101

Sinónimos: Triclorometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	25/06/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CHCl_3$	67-66-3	1888	119,38	1,49

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDO Y CLORURO	CONFORME
COLOR (APHA)	MAX. 20
DENSIDAD (25/25)	1.473 - 1.480
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.05 %
VALORACION	MIN. 99.5 %
CLORO LIBRE (Cl)	CONFORME FA VI

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI