CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ALCOHOL METILICO ANHIDRO 0,05 % H2O PARA KARL FISCHER

CÓDIGO: 1056

Sinónimos: Metanol

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	29/06/2010	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3OH	67-56-1	1230	32,04	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AGUA (H2O)	MÁX. 0.05 %
ASPECTO	LÍMPIDO
COLOR (APHA)	MÁX. 10
RESIDUO POR EVAPORACION	MÁX. 0.001 %
VALORACION	MÍN. 99.8 %
SOLUBILIDAD EN AGUA	ENSAYO ACS

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI