CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO AMINOACETICO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1067

Sinónimos: Glicina - Glicocola

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	14/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
NH_2CH_2COOH	56-40-6	-	75,07	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.007 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 0.2 %
pH SOLUCION AL 5 %	5.9 - 6.4
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.1 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.0065 %
SUSTANCIAS CARBONIZABLES	ENSAYO USP
VALORACION	98.5 - 101.5 %
SUSTANCIAS HIDROLIZABLES	ENSAYO USP

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI