CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ARENA DE MAR LAVADA Y CALCINADA

CÓDIGO: 1098

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	31/10/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
SiO_2	14808-60-7	-	60,09	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.02 %
PERDIDA POR CALCINACION A 900ºC	MAX. 1.0 %
SUST. SOLUBLES EN ACIDO CLORHIDRICO	MAX. 0.4 %
TAMAÑO DE PARTICULA	0.106 - 0.850 mm

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI