CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AZUL DE BROMOFENOL PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 1100

Sinónimos: 3´,3´´,5´,5´´-Tetrabromo Fenolsulfonftaleina

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	24/04/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$	115-39-9	-	669,99	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INTERVALO DE TRANSICION VISUAL	3.0(Ama)- 4.6(Azul)
LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA	ENSAYO

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI