CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

COBALTO SULFATO HEPTAHIDRATO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1107

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
5.0	04/04/2011	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CoSO_4.7H_2O$	10026-24-1	3077	281,10	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
COBALTO (Co)	MIN. 20.0 %
COBRE (Cu)	MAX. 0.003 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.003 %
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
NIQUEL (Ni)	MAX. 0.2 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI