CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACETONA PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1108

Sinónimos: 2-Propanona - Dimetilcetona

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	13/03/2020	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3COCH_3	67-64-1	1090	58,08	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ TITULABLE	MAX.0.001 mEq/gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.7%
ALDEHIDOS	MAX. 0.002%
BASE TITULABLE	MAX. 0.0006 mEq/gr
COLOR (APHA)	MAX. 10
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.003%
SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO	CONFORME ACS
VALORACION	MIN. 99.3%
SOLUBILIDAD EN AGUA	CONFORME ACS
ALCOHOL ISOPROPILICO (CG)	MAX. 0.05%
METANOL (CG)	MAX.0.05%

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI