CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 1109

Sinónimos: Cobalto (ll) Cloruro Hexahidrato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	10/10/2006	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CoCl_2.6H_2O$	7791-13-1	3077	237,93	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
CINC (Zn)	MAX. 0.03 %
COBRE (Cu)	MAX. 0.002 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.005 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.005%
NIQUEL (Ni)	MAX. 0.1 %
NITRATO (NO3)	MAX. 0.01 %
POTASIO (K)	MAX. 0.01%
SODIO (Na)	MAX. 0.05%
SULFATO (SO4)	MAX. 0.01 %
VALORACION	98.0 - 102.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI