CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

SODIO LAURIL SULFATO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1122

Sinónimos: Sodio dodecil sulfato . SDS

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	15/07/2011	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{12}H_{25}NaO_4S$	151-21-3	1325	288,38	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ALCALINIDAD	MAX. 0.06 mEq./gr
ALCOHOLES NO SULFATADOS	MAX. 4.0 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.002 %
VALORACION (SOBRE BASE SECA)	MIN. 95.0 %
SODIO CLORURO Y SODIO SULFATO	MAX. 8.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI