CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

PLATA NITRATO MIN. 98 % PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1143

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	02/08/2013	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$AgNO_3$	7761-88-8	1493	169,87	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 98.0 %
IDENTIFICACION	ENSAYOS USP
LIMPIDEZ DE LA SOLUCION (2+20)	LIMPIDA E INCOLORA
COBRE (Cu)	ENSAYO USP
CLORURO (Cl)	MAX. 15 ppm

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI