CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO TIOCIANATO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1144

Sinónimos: Potasio Sulfocianuro

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	19/12/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KSCN	333-20-0	-	97,18	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.01 %
HIERRO (Fe)	MAX.6 ppm
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
pH SOLUCION AL 5 %	MAX. 5.3 - 8.7
SULFATO (SO4)	MAX. 0.015 %
SUSTANCIAS QUE CONSUMEN IODO	ENSAYO ACS
VALORACION	MIN. 98.5 %
INSOLUBLE EN AGUA	MAX. 0.002 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI