CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO TRICLOROACETICO CRISTAL PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1145

Sinónimos: Ácido Tricloroetanoico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	01/11/2021	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CCl_3COOH	76-03-9	1839	163,39	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MÍN. 98.0 %
APARIENCIA DE LA SOLUCION AL 10 %	LIMPIDA E INCOLORA
CLORURO (Cl)	MAX 0.01 %
HIERRO (Fe)	MÁX. 0.001 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.1 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.05%
SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4	CONFORME ACS

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI