CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

# Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

## CLOROFORMO PRO-ANÁLISIS (APTO PARA ANÁLISIS DE PERÓXIDOS)

**CÓDIGO: 1187**

**Sinónimos:** Triclorometano

| REV. ESP. | Fecha Revisión | Fecha Impresión |
|---|---|---|
| 0.0 | 08/04/2019 | 03-11-2026 |

| FÓRMULA | CAS | UN | PESO MOLECULAR | DENSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - | 67-66-3 | 1888 | 119,38 | 1,49 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| ACETONA Y ALDEHIDO | CONFORME ACS |
| ACIDO Y CLORURO | CONFORME ACS |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| IDONEIDAD / ENSAYOS CON DITIZONA | CONFORME ACS |
| PLOMO (Pb) | MAX. 0.05 ppm |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.001 % |
| SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME ACS |
| VALORACION | MIN. 99.8 % |
| CLORO LIBRE (Cl) | CONFORME ACS |
| INDICE DE PEROXIDO | CONFORME |

**OBSERVACIONES**

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI