CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO BROMURO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1189

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	19/07/2019	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KBr	7758-02-3	-	119,01	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
pH (5% EN H2O)	5.0 - 8.8
VALORACION	98.5 - 100.5%
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 1.0%
INSOLUBLE	MAX. 0.01%
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 10 ppm
HIERRO (Fe)	MAX. 20 ppm
CALCIO , MAGNESIO Y PPDO R2O3	MAX. 0.02%
BROMATO (BrO3)	CONFORME
BARIO (Ba)	CONFORME

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI