CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO NITRICO 65% P/P GRADO ANALÍTICO

CÓDIGO: 1193

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	14/05/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
HNO_3	7697-37-2	2031	63,01	1,39

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 65% p/p
CLORURO (Cl)	MAX. 0.5 ppm
COLOR (APHA)	MAX. 20
HIERRO (Fe)	MAX 0.5 ppm
SULFATO (SO4)	MAX. 5 ppm
ARSENICO (As)	MAX. 0.1 ppm
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.2 ppm
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 5 ppm

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI