CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO FORMICO 85% PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 1241

Sinónimos: Acido Metanóico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	05/05/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
HCOOH	64-18-6	1779	46,03	1,20

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
COLOR (APHA)	MAX. 15
ENSAYO DE DILUCION	LIMPIDA / 1 HORA
VALORACION	MIN. 85.0 % p/p
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.005 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.02 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI