CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ALCOHOL METILICO ABSOLUTO REACTIVO QUÍMICO

CÓDIGO: 139

Sinónimos: Metanol

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	21/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3OH	67-56-1	1230	32,04	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ TITULABLE	MAX. 0.001 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.5 %
COLOR (APHA)	MAX. 20
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.005 %
SUSTANCIAS CARBONIZABLES	ENSAYO FA
SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO	ENSAYO FA
SOLUBILIDAD EN AGUA	ENSAYO ACS

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI