CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POLISORBATO 80 REACTIVO QUÍMICO

CÓDIGO: 1503

Sinónimos: Tween 80 - Polioxietileno Sorbitan Monooleato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	14/07/2010	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
-	9005-65-6	-	0,00	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AGUA (H2O)	MAX. 3.0 %
DENSIDAD (25/25)	1.06 - 1.09
IDENTIFICACION	ENSAYOS USP
INDICE DE SAPONIFICACION	ENTRE 45 - 55
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.25 %
VALOR DE ACIDEZ	MAX. 2.2
VALOR DE HIDROXILO	ENTRE 65 - 80

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI