CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE LIBRE DE FOSFATOS

CÓDIGO: 1528

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	01/01/2009	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
-	-	-	0,00	1,05

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	ENSAYO
COLOR	LIGERAMENTE AMARILLO
DENSIDAD (20/20)	1.030 - 1.070 gr/ml
FOSFATO (PO4)	MÁX. 20 ppm
pH SOLUCION AL 5 %	6 - 8 UNIDADES DE pH
VOLUMEN DE ESPUMA (SOL. 5% v/v)	MIN. 80 ml
SOLUBILIDAD EN AGUA	ENSAYO

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI