CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ETILO ACETATO REACTIVO QUÍMICO

CÓDIGO: 154

Sinónimos: Eter Acético - Acetoxietano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	31/10/2008	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CH_3COOC_2H_5$	141-78-6	1173	88,10	0,90

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ	MAX. 0.002 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.5 %
COLOR (APHA)	MAX. 10
DENSIDAD (25/25)	0.890 - 0.898
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.005 %
SUSTANCIAS CARBONIZABLES	ENSAYO
VALORACION (GC)	MIN. 98.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI