CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

GLUCOSA MONOHIDRATA (D (+)) REACTIVO QUÍMICO

CÓDIGO: 161

Sinónimos: Dextrosa monohidrata

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	14/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_6H_{12}O_6.H_2O$	5996-10-1	-	198,18	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ	MAX. 0.005 mEq./gr
ALMIDON SOLUBLE O SULFITO	ENSAYO FA
CLORURO (Cl)	MAX. 0.04 %
COLOR DE LA SOLUCION	MAX. APHA 50
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	7.5 - 9.5 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.1 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.05 %
VALORACION	MIN. 99.0 %
AZUCARES Y DEXTRINAS	ENSAYO FA

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI