CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ALCOHOL METILICO HPLC ISOCRATICO

CÓDIGO: 2901

Sinónimos: Metanol

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	02/06/2020	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3OH	67-56-1	1230	32,04	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
IDENTIFICACION	CONFORME
ASPECTO	LIQUIDO LÍMPIDO E INCOLORO
COLOR (APHA)	MÁX. 10
SOLUBILIDAD EN AGUA	CONFORME ACS
RESIDUO POR EVAPORACION	MÁX. 0.001 %
SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4	CONFORME ACS
SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO	CONFORME ACS
VALORACION (CG)	MÍN. 99.8 %
COMPUESTOS CARBONILO	MÁX. 0.001 %
AGUA (S/K.F.)	MÁX. 0.05 %
ACIDEZ TITULABLE	MÁX. 0.0003 mEq/gr
BASE TITULABLE	MÁX. 0.0002 mEq/gr
ABSORBANCIA 280-400 nm	MÁX. 0.01
ABSORBANCIA 260 nm	MÁX. 0.04
ABSORBANCIA A 240 nm	MÁX. 0.10
ABSORBANCIA A 230 nm	MÁX. 0.20
ABSORBANCIA A 220 nm	MÁX. 0.40
ABSORBANCIA A 210 nm	MÁX. 0.80
ABSORBANCIA 205 nm	MÁX. 1.00

OBSE

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos
Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina
(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI