CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CLOROFORMO HPLC ISOCRATICO

CÓDIGO: 2906

Sinónimos: Triclorometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	29/09/2020	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CHCl_3$	67-66-3	1888	119,38	1,49

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
IDENTIFICACION	CONFORME ACS
DENSIDAD A 20 ºC	1.476 -1.486 gr/ml
ASPECTO	LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO
VALORACION (CG)	MÍN. 99.8 %
AGUA (S/K.F.)	MÁX. 0.1 %
CLORO LIBRE (Cl)	CONFORME ACS
ALDEHIDOS Y ACETONA	CONFORME ACS
ACIDO Y CLORURO	CONFORME ACS
ACIDEZ	MÁX. 0.00015 mEq/gr
ALCALINIDAD	MÁX. 0.0002 mEq/gr
SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4	CONFORME ACS
IDONEIDAD / ENSAYOS CON DITIZONA	CONFORME ACS
RESIDUO POR EVAPORACION	MÁX. 0.001%
ABSORBANCIA A 245 nm	MÁX. 1.00
ABSORBANCIA A 255 nm	MÁX. 0.25
ABOSRBANCIA A 260 nm	MÁX. 0.15
ABSORBANCIA A 270 nm	MÁX. 0.05
ABSORBANCIA A 290 nm	MÁX. 0.01
ABSORBANCIA A 400 nm	MÁX. 0.01

OBSE

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos
Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina
(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI