CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACETONITRILO HPLC ISOCRATICO

CÓDIGO: 2911

Sinónimos: Metil Cianuro - Cianometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	04/08/2026	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3CN	75-05-8	1648	41,05	0,78

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION (CG)	MIN. 99.5%
COLOR (APHA)	MAX. 10
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.005%
ACIDEZ TITULABLE	MAX. 0.008 meq/g
BASE TITULABLE	MAX. 0.0006 meq/g
AGUA (S/K.F.)	MAX. 0.05%
ABSORBANCIA A 254 nm	MAX. 0.01
ABSORBANCIA A 220 nm	MAX. 0.05
ABSORBANCIA 190 nm	MAX. 1.00

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI