CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ANHIDRIDO ACETICO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 701

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	29/12/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(CH_3CO)_2O$	108-24-7	1715	102,09	1,08

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 5 ppm
FOSFATO (PO4)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 2 ppm
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.003 %
SULFATO (SO4)	MAX. 5 ppm
SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO	ENSAYO
VALORACION	MIN. 97.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI