CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

MERCURIO BICLORURO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 710

Sinónimos: Mercurio (II) Cloruro

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	29/12/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$HgCl_2$	7487-94-7	1624	271,50	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
HIERRO (Fe)	MAX. 0.002 %
RESIDUO POR REDUCCION	MAX. 0.02 %
SOLUBILIDAD EN ETER ETILICO	ENSAYO ACS 9º
VALORACION	MIN. 99.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI