CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

FENOL CRISTALES PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 714

Sinónimos: Ácido Fénico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	23/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
C_6H_5OH	108-95-2	1671	94,11	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AGUA (H2O)	MAX. 0.5 %
LIMPIDEZ DE LA SOLUCION ACUOSA	ENSAYO ACS
PUNTO DE CONGELACION	MIN. 40.5 ºC
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.05 %
VALORACION	MIN. 99.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI