CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ETER SULFURICO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 718

Sinónimos: Eter Etílico - Eter Dietílico - Oxido de Etilo

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	15/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_2H_5OC_2H_5$	60-29-7	1155	74,12	0,71

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDO TITULABLE	MAX. 0.0002 mEq./gr
COLOR (APHA)	MAX. 10
PEROXIDO (H2O2)	MAX. 1 ppm
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.001 %
VALORACION	MIN. 98.0 %
CARBONILOS (HCHO)	ENSAYO ACS

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI