CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CLOROFORMO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 721

Sinónimos: Triclorometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	15/12/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CHCl_3$	67-66-3	1888	119,38	1,49

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACETONA Y ALDEHIDO	ENSAYO
ACIDO Y CLORURO	ENSAYO
COLOR (APHA)	MAX. 10
IDONEIDAD / ENSAYOS CON DITIZONA	ENSAYO
PLOMO (Pb)	MAX. 0.05 ppm
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.001 %
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4	ENSAYO
VALORACION	MIN. 99.8 %
CLORO LIBRE (Cl)	ENSAYO

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI