CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO HIDROXIDO LENTEJAS PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 726

Sinónimos: Potasa Cáustica

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	27/11/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KOH	1310-58-3	1813	56,11	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 85 %
CARBONATO (CO3)	MAX. 2.0 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.01 %
COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N)	MAX. 0.001 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 5 ppm
SULFATO (SO4)	MAX. 0.003 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
NIQUEL (Ni)	MAX. 0.001 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.002%
SODIO (Na)	MAX. 0.05 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI