CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO PERMANGANATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 733

Sinónimos: Acido Permangánico Sal Potásica

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	06/11/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$KMnO_4$	7722-64-7	1490	158,03	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO Y CLORATO (Cl)	MAX. 0.005 %
INSOLUBLE	MAX. 0.2 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.02 %
VALORACION	MIN. 99.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI