CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO LACTICO (L) 85-90% PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 739

Sinónimos: Acido 2-hidroxipropanóico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	05/05/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CH_3CH(OH)COOH$	79-33-4	-	90,08	1,20

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.02 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.002 %
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4	ENSAYO
VALORACION	85.0 - 90.0 % p/p

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI