CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 99.5% PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 752

Sinónimos: Etanol

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	25/07/2006	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3CH_2OH	64-17-5	1170	46,07	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACEITE DE FUSEL	ENSAYO
ACETONA Y ALCOHOL ISOPROPILICO	ENSAYO
ACIDEZ TITULABLE	MAX. 0.0005 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.2 %
BASE TITULABLE	MAX. 0.0002 mEq./gr
COLOR (APHA)	MAX. 10
METANOL	MAX. 0.1 %
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.001 %
SUSTANCIAS CARBONIZABLES	ENSAYO
SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO	ENSAYO
VALORACION (GC)	MIN. 99.5 % p/p
SOLUBILIDAD EN AGUA	ENSAYO

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI