CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AMONIO SULFATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 764

Sinónimos: Diamonio sulfato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	14/06/2006	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(NH_4)_2SO_4$	7783-20-2	-	132,14	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 5 ppm
FOSFATO (PO4)	MAX. 5 ppm
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
NITRATO (NO3)	MAX. 0.001 %
pH SOLUCION AL 5 %	5.0 - 6.0
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.005 %
VALORACION	MIN. 99.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI