CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO SULFATO ANHIDRO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 774

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	04/06/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
K_2SO_4	7778-80-5	-	174,26	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
VALORACION	MIN. 99.0%
pH SOLUCION AL 5 %	5.5 - 8.5
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.005%
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
SODIO (Na)	MAX. 0.02 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.01%
COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N)	MAX. 5 ppm

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI