CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO SULFURICO 90-91% PRO-ANÁLISIS S/GERBER

CÓDIGO: 777

Sinónimos: Sulfato de Hidrógeno - Espíritu de Azúfre

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
5.0	08/05/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
H_2SO_4	7664-93-9	1830	98,08	1,83

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
NITRATO (NO3)	MAX. 0.5 ppm
VALORACION	90.0 - 91.0 % p/p
DENSIDAD 20/4	1.815 - 1.821

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI