CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 787

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	18/09/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$MgCl_2 .6H_2O$	7791-18-6	-	203,31	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AMONIO (NH4)	MAX. 0.002 %
BARIO (Ba)	MAX. 0.005 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.01 %
ESTRONCIO (Sr)	MAX. 0.005 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 5 ppm
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
MANGANESO (Mn)	MAX. 5 ppm
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
NITRATO (NO3)	MAX. 0.001 %
POTASIO (K)	MAX. 0.005 %
SODIO (Na)	MAX. 0.005 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.002 %
VALORACION	99.0 - 102.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI