CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

FERROSO AMONIO SULFATO HEXAHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 789

Sinónimos: Amonio y hierro (ll) sulfato . Sal de Mohr

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	18/09/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2.6H_2O$	7783-85-9	-	392,13	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
CINC (Zn)	MAX. 0.003 %
COBRE (Cu)	MAX. 0.003 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 0.003 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.002%
MANGANESO (Mn)	MAX. 0.01 %
POTASIO (K)	MAX. 0.002%
SODIO (Na)	MAX. 0.02%
VALORACION	98.5 - 101.5 %
ION FERRICO (Fe3+)	MAX. 0.01 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI