CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO OXALICO DIHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 790

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	18/09/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(COOH)_2.2H_2O$	6153-56-6	-	126,07	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CALCIO (Ca)	MAX. 0.001 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 2 ppm
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.01 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.005 %
SUST. CARBONIZABLES P/H2SO4 CALIENTE	ENSAYO
VALORACION	99.5 - 102.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI