CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO TRICLOROACETICO CRISTAL PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 791

Sinónimos: Ácido Tricloroetanoico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
5.0	04/06/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CCl_3COOH	76-03-9	1839	163,39	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 5 ppm
INSOLUBLE	MÁX. 0.01 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.002 %
NITRATO (NO3)	MAX. 0.002 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.03 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.02 %
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4	CONFORME
VALORACION	MIN. 99.0 %
CLARIDAD DE LA SOLUCION	CONFORME

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI