CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CALCIO HIDROXIDO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 797

Sinónimos: Oxido de Calcio Hidratado

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	13/12/2007	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$Ca(OH)_2$	1305-62-0	—	74,09	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.03 %
COMPUESTOS DE AZUFRE (COMO SO4)	MAX. 0.5 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.05 %
INSOLUBLE EN ACIDO CLORHIDRICO	MAX. 0.03 %
MAGNESIO Y SALES ALCALINAS (SO4)	MAX. 1.0 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.003 %
VALORACION (ALCALIMETRIA)	MIN. 95.0 %
CaCO3	MAX. 3.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI